



Intérêt :

Test fonctionnel rénal, consistant à mesurer le débit hématies-leucocytes/minutes sur le recueil d'urines, après 3 heures de stase dans la vessie.

Matériel :

- Deux grands verres d'eau.
- Un flacon fourni par le laboratoire.

Conditions de prélèvement :

- Chez la femme, le recueil d'urine doit se faire impérativement en dehors des règles.

Préconisations pour le prélèvement :

- Se lever 3 heures avant l'heure habituelle et uriner dans les toilettes.
- Boire deux grands verres d'eau et se recoucher pendant 3 heures exactement.
- Se lever, recueillir la totalité des urines dans le flacon fourni par le laboratoire.
- Identifier le flacon avec nom, prénom et date de naissance du patient.
- Acheminer le flacon au laboratoire le plus rapidement possible.